
## ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПРОЦЕДУР

Инструмент LigaSure Impact™





## КАЧЕСТВО, КОТОРОЕ ВЫ ЗНАЕТЕ И КОТОРОМУ ДОВЕРЯЕТЕ

из конкурентов благодаря ряду уникальных особенностей, таких как возможность оказывать дозированное давление на зарегистрированную технологию адаптации к ткани TissueFect™.

Таким образом, вы можете выполнять процедуру эффективнее для лучшего

## Характеристики инструмента LigaSure Impact™

Длина Штока	18 см	
Вращение Штока	180 градусов	
	36 мм	
Длина Разреза	34 мм	
	Изогнутый под углом	
Угол изгиба браншей	14 градусов, закруглен	



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Код	Описание	Количество в упаковке
LF4318	LigaSure Impact™	6 шт

ВАЖНО: Пожалуйста, обратитесь к руководству в упаковке для полного описания инструкций, противопоказаний, предупреждений и мер предосторожности.

© 2016 Medtronic. Все права зарегистрированы компанией Medtronic. Логотип Medtronic и Further, Together торговые марки Medtronic. Все остальные бренды являются торговыми марками Medtronic.

16-emea-ligasure-impact-brochure-715587





Для связи с нами, пожалуйста, пройдите по ссылке medtronic.com/covidien/support/emea-customer-service